

شرکت نوید طب مامان



ترازو دیجیتال

Scale

BS-807

- واحدهای وزن **kg,lb,st:lb**
- قدرت **180kg;28st:5 lb;397 lb**
- دقت اندازه گیری **0.1kg;0.2 lb;0.2 1b / 1lb(≥20st)**
- محدوده اندازه گیری **5kg ~ 150kg**
- نشانگر بار اضافی "-----"
- نشانگر باطری ضعیف (LO)
- منبع قدرت: باطری های **4 X AAA**



www.ntmahan.com



کتاب راهنما BS-807
ترازوی شیشه ای فوق باریک حمام



BS-807



صفحه نمایش کامل



خصوصیات و ویژگی ها :

- روشن شدن خودکار
- واحدهای وزن **kg, lb, st: lb**
- قدرت **180 kg; 28 st; 5 lb ; 397 lb**
- دقت اندازه گیری $(\geq 20st)$ **0.1kg ; 0.2 lb ; 0.2 lb / 1lb**
- محدوده اندازه گیری **5kg-150kg**
- نشانگر بار اضافی “————”
- نشانگر باطری ضعیف “Lo”
- منبع قدرت : باطری های **AAA × 4**
- برای تغییر باطری:
- مطمئن شوید با توجه به پایانه های **+** درست قرار گرفته باشد .
- در صورت نیاز به تعویض ، از وسیله مناسب برای بیرون آوردن باطری از جعبه تقسیم استفاده کنید .
- لطفا قبل از استفاده نوار مجزا را بردارید .



دستورالعمل های بهره برداری

- ۱- برای روشن کردن و انتخاب واحد، دکمه UNIT را فشار دهید.
 - ۲- لطفا ترازو را بر روی زمین سخت و مسطح قرار دهید و اجازه دهید ترازو بصورت خودکار خاموش شود.
 - ۳- کاربر باید مستقیماً بر روی صفحه ترازو بایستد، ترازو می لرزد و بعد از اینکه میزان وزن ثابت شد قفل میشود پس از ۱۰ ثانیه بطور خودکار خاموش میشود .
 - ۴- اگر در طی ۱۰ ثانیه هیچ عملیاتی انجام نشود ترازو بطور خودکار خاموش میشود.
 - ۵- اگر از ترازو استفاده نکردید لطفا در محل خنک و مسطح قرار دهید و چیزی بر روی صفحه ترازو نگذارید .
توصیه های مورد استفاده
- ترازو را بر روی فرش قرار ندهید .
 - برای اطمینان از صحت اندازه گیری ،لطفا ترازو را اول خاموش و سپس روشن کنید و بعد دوباره برای اندازه گیری بر روی صفحه ان بایستید در غیر اینصورت ترازو وزن خودش را نشان خواهد داد.